

Ліжко медичне для новонароджених ВС-107

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 28980 грн

Артикул: F0815

<p data-start="1936" data-end="2197">Медичне ліжко для новонароджених ВС-107 з регулюванням висоти та нахилу, прозорою люлькою з ABS-пластику, матрацом з водонепроникним покриттям і маневреними колесами з індивідуальними гальмами для використання в пологових будинках і неонатологічних відділеннях.</p>

<p data-start="186" data-end="515">Медичне ліжко для новонароджених ВС-107 призначене для безпеки та комфортного догляду за немовлятами у медичних закладах. Ліжко використовується в перинатальних центрах, пологових будинках, неонатологічних та післяпологових відділеннях, де важливі зручність експлуатації, мобільність і постійний контроль за станом дитини.

<p data-start="517" data-end="833">Конструкція ліжка передбачає функцію регулювання висоти та кута нахилу, що дозволяє адаптувати положення дитини відповідно до клінічних потреб та забезпечує комфортні умови як для немовляти, так і для медичного персоналу. Регулювання полегшує проведення оглядів і процедур, знижуючи фізичне навантаження на персонал.

<p data-start="835" data-end="1039">Ліжко оснащено містким кошиком для зберігання аксесуарів і речей, необхідних для догляду за новонародженим. Це дозволяє тримати всі потрібні предмети під рукою та підтримувати порядок у робочому просторі.

<p data-start="1041" data-end="1358">Подвійні поворотні колеса забезпечують рух вперед, назад і обертання на 360°, що робить ліжко максимально маневреним. Кожне колесо оснащено індивідуальним гальмом, яке гарантує надійну фіксацію навіть при встановленні ліжка на похилій поверхні. Плавний хід коліс сприяє комфортному сну дитини під час транспортування.

<p data-start="1360" data-end="1626">Кювета (люлька) виготовлена з екологічно чистого прозорого ABS-матеріалу. Прозорі бічні стінки забезпечують постійний візуальний контроль за станом немовляти без необхідності турбувати дитину. Матеріал люльки міцний, безпечний і придатний для регулярної дезінфекції.

<p data-start="1628" data-end="1900">Матрац з водонепроникним покриттям відповідає стандартам біосумісності, що гарантує безпеку для шкіри дитини та комфорт під час використання. Продуманий дизайн і використання якісних матеріалів забезпечують довговічну та безпечну експлуатацію ліжка у медичному середовищі.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1

Основа ліжка на чотирьох колесах, з кошиком для аксесуарів

2

Кювета (люлька)

3

Матрац

4

Функція регулювання нахилу ліжка

5

Функція регулювання висоти ліжка

6

Функція блокування ліжка в нерухомому положенні за допомогою індивідуальних гальм на колесах

Пропозиція дійсна на момент формування.