

Ліжко лікарняне електричне "БІОМЕД" FB-11E

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.

Вартість: 37030 грн

Артикул: F0827



Лікарняне ліжко «БІОМЕД» FB-11E з електричним приводом призначене для реанімаційних відділень та палат інтенсивної терапії

<p data-start="243" data-end="595">Ліжко лікарняне БІОМЕД FB-11E призначене для використання у м
закладах, зокрема у відділеннях реанімації та палатах інтенсивної терапії. Конструкція
ліжка розроблена з урахуванням потреб важких пацієнтів та щоденної роботи медичного
персоналу, забезпечуючи високий рівень комфорту, безпеки та функціональності.

<p data-start="597" data-end="926">Ліжко оснащено електричним приводом керування, що дозволяє плавно
безшумно змінювати кут нахилу секції спини, проміжної (колінної) секції та секції для ніг.

Така система регулювання допомагає швидко адаптувати положення пацієнта відповідно до
клінічного стану та рекомендацій лікаря, знижуючи фізичне навантаження на персонал.

<p data-start="928" data-end="1212">Рама ліжка виготовлена зі сталі, що гарантує високу міцність, стабільність
та надійність під час експлуатації. Ложе чотирисекційне, також виконане зі сталі, забезпечує
оптимальну підтримку тіла пацієнта та сприяє перебуванню у фізіологічно вигідному положенні
протягом тривалого часу.

<p data-start="1214" data-end="1450">Всі металеві елементи ліжка пофарбовані порошковою фарбою, стійкою
впливу миючих і дезінфікуючих засобів. Антибактеріальне покриття підвищує рівень гігієни
та дозволяє безпечно використовувати ліжко в умовах інтенсивної експлуатації.

<p data-start="1452" data-end="1801">Торцеві огорожі оснащені фіксаторами, легко знімаються
встановлюються, а бокові огорожі складаються, забезпечуючи зручний доступ до пацієнта з
будь-якої сторони. Бокові огорожі виготовлені з алюмінію, що поєднує легкість конструкції
та високу міцність. На торцевих огорожах встановлені бампери, які захищають раму ліжка від
механічних пошкоджень.

<p data-start="1803" data-end="2017">На рамі передбачені два отвори для встановлення штативу для крапельниць.
Зі сторони ніг розміщений прозорий пластиковий карман для інформації про пацієнта, що
спрощує ідентифікацію та ведення медичної документації.

<p data-start="2019" data-end="2249">Ліжко комплектується чотирма колесами діаметром 12,5 см, які забезпе

плавне та контрольоване переміщення. Усі колеса оснащені блокувальними пристроями для надійної фіксації ліжка на місці. За потреби колеса можна демонтувати.

<p data-start="2251" data-end="2424">Ліжко лікарняне FB-11E поєднує надійність, ергономіку та сучасні технічні рішення, що робить його ефективним інструментом для інтенсивної терапії та стаціонарного лікування.

<p data-start="2251" data-end="2424">Опційно:

Трапеція - 2730 грн

Штатив для вливання - 864,5 грн

Тумбочка на колесах - 4777,5 грн

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">№

<p align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

<p align="center">

Ліжко лікарняне “БІОМЕД” FB-11E в складі:

<p align="center">1 шт.

<p align="center">1

Рама з закріпленими на ній 4-х секційним ложем та механізмами підйому секцій

<p align="center">1 шт.

<p align="center">2

Ножна опора

<p align="center">2 шт.

<p align="center">3

Огорожа торцева з фіксаторами

<p align="center">2 шт.

<p align="center">4

Матрац з чохлом

<p align="center">1 шт.

<p align="center">5

Кріпильні деталі

<p align="center">1 компл.

<p align="center">6

Колесо з гальмом

<p align="center">4 шт.

<p align="center">7

Пульт управління

<p align="center">1 шт.

<p align="center">8

Паспорт (Інструкція з використання)

<p align="center">1 екз.

<p align="center">9

Бічні огорожі

<p align="center">2 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.