

Ліжко лікарняне електричне "БІОМЕД" FB-1B

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.

Вартість: 41400 грн

Артикул: F0831



Лікарняне ліжко «БІОМЕД» FB-1B з матрасом — електричне чотирисекційне медичне ліжко з регулюванням висоти та положень секцій, призначене для реанімації та палат інтенсивної терапії

<p data-start="210" data-end="579">Ліжко лікарняне БІОМЕД FB-1B з матрасом призначене для використання в медичних закладах, зокрема у відділеннях реанімації та палатах інтенсивної терапії.

Конструкція ліжка розроблена з урахуванням потреб важких пацієнтів та щоденної інтенсивної роботи медичного персоналу, поєднуючи комфорт, функціональність і високий рівень безпеки.

<p data-start="581" data-end="905">Ліжко оснащене електричним приводом управління, що дозволяє плавно безшумно змінювати кут нахилу секції спини, проміжної (колінної) секції та секції для ніг, а також регулювати висоту ліжка. Така система забезпечує швидке налаштування положення пацієнта відповідно до медичних показань і значно полегшує роботу персоналу.

<p data-start="907" data-end="1291">Рама ліжка виготовлена зі сталі, що гарантує високу міцність, стабільність і надійність під час експлуатації. Ложе чотирисекційне, також виконане зі сталі, забезпечує оптимальну підтримку тіла пацієнта та дозволяє перебувати у фізіологічно вигідному положенні протягом тривалого часу. Ліжко комплектується матрасом, що підвищує рівень комфорту та готовність до негайного використання.

<p data-start="1293" data-end="1502">Всі металеві елементи пофарбовані порошковою фарбою, стійкою до впливу миючих і дезінфікуючих засобів. Антибактеріальне покриття сприяє дотриманню високих санітарно-гігієнічних стандартів у медичних установах.

<p data-start="1504" data-end="1856">Торцеві огорожі оснащені фіксаторами, легко знімаються та встановлюються, а бокові огорожі складаються, забезпечуючи зручний доступ до пацієнта з будь-якої сторони. Бокові огорожі виготовлені з алюмінію, що поєднує легкість конструкції та високу міцність. З боків торцевих огорож установлені бампери, які захищають раму ліжка від механічних пошкоджень.

<p data-start="1858" data-end="2088">На рамі ліжка передбачені два отвори для встановлення штатних крапельниць. На торцевій огорожі зі сторони ніг розміщений прозорий пластиковий карман

для інформації про пацієнта, що спрощує ідентифікацію та організацію догляду.

<p data-start="2090" data-end="2344">Ліжко комплектується чотирма колесами діаметром 12,5 см, які забезпечують плавне та контрольоване переміщення. Усі колеса оснащені блокувальними пристроями, що унеможливають небажане переміщення ліжка під час використання. За потреби колеса можна зняти.

<p data-start="2346" data-end="2526">Ліжко лікарняне FB-1B з матрасом є надійним рішенням для інтенсивної терапії та стаціонарного лікування, поєднуючи сучасні технічні рішення, довговічність і зручність експлуатації.

<p data-start="2346" data-end="2526">

Додатково:

Трапеція - 2730 грн

Штатив для вливання - 864,5 грн

Тумбочка на колесах - 4777,5 грн

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p align="center">

<p align="center">Найменування

<p align="center">

Ліжко лікарняне "БІОМЕД" FB-1B в складі:

<p align="center">1 шт.

<p align="center">1

Рама з закріпленими на ній 4-х секційним ложем та механізмами підйому секцій

<p align="center">1 шт.

<p align="center">2

Ножна опора

<p align="center">2 шт.

<p align="center">3

Огорожа торцева з фіксаторами

<p align="center">2 шт.

<p align="center">4

Матрац з чохлом

<p align="center">1 шт.

<p align="center">5

Кріпильні деталі

<p align="center">1 компл.

<p align="center">6

Колесо з гальмом

<p align="center">4 шт.

<p align="center">7

Пульт управління

<p align="center">1 шт.

<p align="center">8

Паспорт (Інструкція з використання)

<p align="center">1 екз.

<p align="center">9

Бічні огорожі

<p align="center">2 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.