

Ліжко медичне «БІОМЕД» НВМ-2SM

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 30820 грн

Артикул: F0839

Функціональне медичне ліжко «БІОМЕД» НВМ-2SM призначене для стаціонарів і домашнього догляду, забезпечує комфорт пацієнта та зручність роботи персоналу

<p data-start="124" data-end="462">Ліжко медичне «БІОМЕД» НВМ-2SM (функціональне) призначене для професійного догляду за пацієнтами у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також для використання в домашніх умовах. Конструкція ліжка орієнтована на комфорт пацієнта та зручність роботи медичного персоналу під час щоденного догляду, реабілітації та лікування.

<p data-start="464" data-end="768">Модель оснащена комбінованою системою опор: чотири опори без коліс механічним регулюванням висоти та чотири опори з колесами, що мають індивідуальні гальма для надійної фіксації ліжка на підлозі. Таке рішення забезпечує стабільність під час експлуатації та мобільність у разі необхідності переміщення.

<p data-start="770" data-end="1080">Ложе ліжка чотирисекційне, виготовлене з міцного ABS-пластику, що забезпечує оптимальну підтримку тіла пацієнта та простоту санітарної обробки. Регулювання кута нахилу секцій спини та колін здійснюється за допомогою механічного приводу, що дозволяє швидко адаптувати положення пацієнта до його стану та потреб.

<p data-start="1082" data-end="1449">Бічні та торцеві огороження є знімними, оснащені надійними замками легко складаються, полегшуючи доступ медичного персоналу до пацієнта. Всі елементи ліжка виготовлені з сучасних легких і міцних матеріалів, мають антибактеріальне покриття та захист від корозії, що забезпечує тривалий термін експлуатації навіть за умов регулярної обробки дезінфікуючими засобами.

<p data-start="1451" data-end="1661">Ліжко медичне НВМ-2SM від БІОМЕД поєднує функціональність, надійність, практичність, що робить його оптимальним рішенням для медичних закладів та догляду за пацієнтами вдома.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Рама із закріпленим на ній ложем панелі

1 шт.

Огородження торцеві

2 шт.

Огородження бічні

2 шт.

Матрац водозахисний

1 шт.

Штатив для крапельниць

1 шт.

Пристрій самостійного підйому пацієнта

1 шт.

Столик пацієнта (знімний)

1 шт.

Колеса

4 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.