

Стіл операційний МТ400 (акушерський, механіко-гідравлічний)

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 92600 грн

Артикул: F0843

<p data-start="2005" data-end="2124"><strong data-start="2005" data-end="2043">Акушерський операційний стіл МТ400 з механіко-гідравлічним приводом для гінекологічних операцій, оглядів і пологів.</p>

<p data-start="145" data-end="591">>Операційний стіл МТ400 (акушерський, механіко-гідравлічний) — багатофункціональний універсальний акушерсько-гінекологічний стіл, призначений для проведення гінекологічних та акушерських операцій, оглядів і приймання пологів у гінекологічних відділеннях, жіночих консультаціях та пологових будинках. Конструкція столу розроблена з урахуванням вимог до безпеки, стабільності та точного позиціонування пацієнтки під час медичних втручань.

<p data-start="593" data-end="973">>Станина та телескопічна тумба виготовлені з нержавіючої сталі, що гарантує міцність, корозійну стійкість і тривалий термін експлуатації навіть за умов інтенсивного використання та регулярної санітарної обробки. Регулювання висоти столу здійснюється гідравлічним приводом за допомогою ножної педалі, що дозволяє швидко та без зусиль встановити оптимальну робочу висоту.

<p data-start="975" data-end="1324">>Нахил спинної секції, а також положення Тренделенбург і зворотний Тренделенбург налаштовуються механічно за допомогою спеціальних рукояток, забезпечуючи точне позиціонування пацієнтки відповідно до клінічних потреб. Опори для рук, колінні опори, упори для ніг та рукоятки регулюються вручну, що дозволяє індивідуально адаптувати положення столу.

<p data-start="1326" data-end="1635">>Матрац виготовлений з PU-матеріалу, який відрізняється гігієнічністю, стійкістю до дезінфекційних засобів та легкістю очищення після процедур. Операційний стіл оснащений колесами для зручного переміщення в межах операційної, а опорні ніжки забезпечують надійну фіксацію і стійкість під час роботи.

<p data-start="1637" data-end="1975">>Завдяки повністю механіко-гідравлічній конструкції, стіл МТ400 не залежить від електроживлення, що робить його безпечним, надійним і готовим до використання за будь-яких умов. МТ400 — це практичне рішення з широким спектром застосування, яке поєднує простоту експлуатації, стабільні технічні характеристики та низький рівень шуму.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="2" align="center">№

<p class="2" align="center">Найменування

<p align="center">Кількість

<p align="center">

Стіл операційний "БІОМЕД" МТ400 в складі:

<p align="center">1 шт.

<p align="center">1.

Рукоятка

<p align="center">2 к-ти

<p align="center">2.

Упор для ніг

<p align="center">2 к-ти

<p align="center">3.

Опора під коліна

<p align="center">2 к-ти

<p align="center">4.

Опора для руки

<p align="center">2 к-ти

<p align="center">5.

Матрац

<p align="center">1 к-т

<p align="center">6.

Лоток для відходів

<p align="center">1 шт.

<p align="center">7.

Інструкція з експлуатації

<p align="center">1 шт.

Пропозиція дійсна на момент формування.