

Крісло донорське для забору крові сорбційне АТОН КД-02

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 32000 грн

Артикул: F0855

Крісло донорське АТОН КД-02 — медичне крісло з регульованими підлокітниками, спинкою та секцією для ніг, м'якою оббивкою з вінілштучної шкіри та антибактеріальним каркасом для забору крові, сорбційних процедур і діалізу

<p data-start="196" data-end="652">Крісло донорське для забору крові сорбційне АТОН КД-02 призначене для використання в медичних закладах та забезпечує комфортне й безпечне розміщення пацієнтів у сидячому або лежачому положенні під час забору крові, проведення сорбційних процедур, цитостатичного лікування та діалізу. Крісло підходить для центрів служби крові, діалітичних відділень, онкологічних і терапевтичних підрозділів, а також клінік і стаціонарів.

<p data-start="654" data-end="936">Конструкція крісла складається з м'яких сидіння, спинки та секції для ніг, встановлених на міцний металевий каркас. Каркас має полімерне антибактеріальне покриття, стійке до корозії та регулярної обробки миючими і дезінфікуючими засобами, що відповідає вимогам медичного середовища.

<p data-start="938" data-end="1223">М'які елементи виконані з вінілштучної шкіри з наповнювачем із поролону товщиною 120 мм. Збільшена товщина наповнювача забезпечує підвищений рівень комфорту для пацієнта під час тривалих процедур. Оббивка зносостійка, легко очищується та придатна для щоденної інтенсивної експлуатації.

<p data-start="1225" data-end="1472">Підлокітники крісла мають широкі можливості регулювання — по висоті, куту нахилу та повороту по осі. Це дозволяє точно налаштувати положення рук пацієнта, забезпечуючи зручний доступ для медичного персоналу та стабільне положення під час процедур.

<p data-start="1474" data-end="1765">Спинка та секція для ніг регулюються відносно сидіння, що дає змогу змінювати положення пацієнта залежно від клінічних потреб і типу медичної маніпуляції. Ергономічна форма крісла сприяє зменшенню навантаження та підвищує комфорт навіть при тривалому перебуванні пацієнта в одному положенні.

<p data-start="1767" data-end="2015">Крісло донорське АТОН КД-02 доступне у стандартних кольорах оббивки: синій, бежевий, салатовий, сірий і блакитний. Також можливе виготовлення в іншому кольорі на замовлення — відповідно до корпоративного стилю або індивідуальних побажань замовника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

<p class="title">Крісло донорське для забору крові сорбційне АТОН КД-02 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.