

Столик для забору крові медичний АТОН СТ-ЗК-Р

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 3550 грн

Артикул: F0859

Столик для забору крові АТОН СТ-ЗК-Р — медичний столик з регульованим по висоті та куту нахилу м'яким ложементом, стійкою конструкцією на трьох опорах і металевою полицею для витратних матеріалів

<p data-start="164" data-end="477">Столик для забору крові медичний АТОН СТ-ЗК-Р призначений для комфортного та безпечного проведення забору крові у медичних закладах різного рівня — від поліклінік і лабораторій до стаціонарних відділень. Конструкція столика розроблена з урахуванням ергономіки пацієнта та зручності роботи медичного персоналу.

<p data-start="479" data-end="930">Столик являє собою стійку конструкцію на трьох опорах, що забезпечує надійну фіксацію під час проведення маніпуляцій. Ложемент має регулювання по висоті та куту нахилу, що дозволяє індивідуально налаштовувати положення руки пацієнта. М'який ергономічний елемент обтягнений медичним вініловим шкірзамінником, стійким до дезінфекційних засобів, та може регулюватися по куту нахилу до 70°, забезпечуючи комфорт навіть при тривалих процедурах.

<p data-start="932" data-end="1302">Каркас і полиця виготовлені зі сталі з полімерним антибактеріальним покриттям, що гарантує довговічність, гігієнічність та простоту догляду. Конструкція оснащена металевою полицею-лотком для розміщення витратних матеріалів. Столик має збірно-розбірну конструкцію, компактні габарити та невелику вагу, що спрощує його встановлення та переміщення в межах кабінету.

<p data-start="1304" data-end="1444">Виріб виготовлений українським виробником ПНВП Атон та відповідає вимогам експлуатації в медичних установах.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Столик для забору крові медичний АТОН СТ-ЗК-Р - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.