

Ліжко функціональне двосекційне OSD-93V

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 9999 грн

Артикул: F0882

Ліжко функціональне двосекційне OSD-93V використовується для зручного розміщення пацієнта в стаціонарах, приватних клініках та центрах реабілітації



Ліжко функціональне двосекційне OSD-93V використовується для зручного розміщення пацієнта в стаціонарах, приватних клініках та центрах реабілітації.

Функціональні особливості:

Матеріал ліжка – високоякісний міцний метал;

Модель OSD-93V має дві секції;

Ліжко оснащено механічним важелем, що дає можливість змінювати кут нахилу секції для голови та дозволяє пацієнту прийняти сидяче положення;

Спинки ліжка – металеві та декоровані дерев'яними вставками;

Модель придатна до дезінфекції;

Зручна та легка при транспортуванні;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:

OSD-93V

Управління

Механіка

Кількість секцій

2

Кут підйому голови

80°

Висота ложа від статі, (см)

51

Розмір ложа, Д x Ш, (см)

196 x 87

Габаритні розміри, Д x Ш x В, (см)

200 x 90 x 90

Вага пацієнта, (кг)

135

Загальне навантаження, (кг)

180

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Ліжко функціональне двосекційна OSD-93V - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.