

Ліжко функціональне (4 секції) OSD-94V

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 11999 грн

Артикул: F0884

Ліжко функціональне (4 секції) OSD-94V використовується для зручного розміщення пацієнта в стаціонарах, приватних клініках та центрах реабілітації

Ліжко функціональне (4 секції) OSD-94V використовується для зручного розміщення пацієнта в стаціонарах, приватних клініках та центрах реабілітації.

Функціональні особливості:

Матеріал ліжка – високоякісний міцний метал;

Модель OSD-94V має чотири секції;

Ліжко оснащено механічним важелем, що дає можливість змінювати кут нахилу секцій для голови та ніг дозволяє пацієнту прийняти зручне положення;

Спинки ліжка – металеві та декоровані дерев'яними вставками;

Модель придатна до дезінфекції;

Зручна та легка при транспортуванні;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель

OSD-94V

Управління

Механіка

Кількість секцій

4

Кут підйому голови

80 °

Кут підйому ніг

40 °

Висота ложа від статі, (см)

51

Розмір ложа, Д х Ш, (см)

196 х 87

Габаритні розміри, Д х Ш х В, (см)

200 х 90 х 90

Вага пацієнта, (кг)

135

Загальне навантаження, (кг)

180

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Ліжко функціональне (4 секції) OSD-94V - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.