

Каталка для переміщення пацієнтів (4 секції) OSD-A105B

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 49990 грн

Артикул: F0924

Каталка OSD A105B — чотирисекційна медична каталка з механічним регулюванням висоти, ручним налаштуванням секцій голови та ніг, складними поручнями, колесами з гальмами та матрацом для внутрішньолікарняного транспортування пацієнтів

<p data-start="197" data-end="560">Каталка для переміщення пацієнтів (4 секції) OSD A105B призначена для комфортного та безпечного транспортування пацієнтів у межах медично-лікувальних закладів.

Вона використовується в лікарнях, клініках, приймальних, діагностичних та реабілітаційних відділеннях, де важливі мобільність, зручність і надійна фіксація пацієнта.

<p data-start="562" data-end="827">Модель має чотирисекційне ложе, що дозволяє адаптувати положення пацієнта відповідно до його стану. Секції для голови та ніг регулюються вручну за допомогою механічних важелів, забезпечуючи швидке та зручне налаштування без використання додаткового обладнання.

<p data-start="829" data-end="1079">Каталка оснащена функцією механічного регулювання висоти ложа, значно полегшує процес посадки та підйому пацієнта, а також знижує фізичне навантаження на медичний персонал. Підйом і опускання ложа здійснюються без застосування сторонніх пристроїв.

<p data-start="1081" data-end="1284">Каркас каталки виготовлений зі сталі, що забезпечує високу міцність, стійкість конструкції та допустиме навантаження до 150 кг. Ложе є знімним, що підвищує зручність обслуговування та санітарної обробки.

<p data-start="1286" data-end="1611">Для додаткової безпеки модель укомплектована складними алюмінієвими поручнями, які забезпечують захист пацієнта під час транспортування та зручний доступ у разі потреби. Каталка оснащена колесами діаметром 5 дюймів, що гарантують плавний рух у приміщеннях. Колеса мають гальма для надійної фіксації в стаціонарному положенні.

<p data-start="1613" data-end="1909">У комплекті передбачений матрац з поролону з вологостійким поліуретановим чохлом, який легко очищується та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам медичних закладів. Конструкцією також передбачена можливість кріплення штативу для крапельниць на рамі каталки, що розширює функціональність виробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель

OSD-A105B

Управління

Механіка

Кількість секцій

4

Кут підйому голови

80 °

Кут підйому ніг

40 °

Висота ложа від статі, (см)

від 55 до 75

Розмір коліс, (дюйми)

5 "

Розмір ложа, Д x Ш, (см)

195 x 70

Загальне навантаження, (кг)

150

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Каталка для переміщення пацієнтів (4 секції) OSD-A105B - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.