

Медичне механічне ліжко (2 секції) OSD-A132P-C

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 18999 грн

Артикул: F0926

Медичне механічне ліжко (2 секції)
OSD-A132P-C використовується в
відділеннях інтенсивної терапії
для комфортного розміщення пацієнта

Медичне механічне ліжко (2 секції) OSD-A132P-C використовується в відділеннях інтенсивної терапії для комфортного розміщення пацієнта.

Унікальність моделі полягає в можливості розміщення медичних приладів та апаратури, а також можливості транспортування хворого та діагностика стану пацієнта в ліжку;

Функціональні особливості:

Модель OSD-A132P-C рекомендована до використання у відділеннях інтенсивної терапії;

Ліжко має дві секції;

Завдяки механічному важелю можливо регулювати кут нахилу секції для голови;

Рама ліжка виконана з металу (допустиме навантаження до 280 кг.);

Модель OSD-A132P-C оснащена знімними спинками та захисними бамперами;

Ліжко оснащено регульованими поручнями;

Модель OSD-A132P-C оснащено колесами (діаметр 5 дюймів);

Для чіткої фіксації, колеса оснащені гальмами;

При створенні моделі була врахована можливість кріплення штативу для капельниць на рамі ліжка;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель

OSD-A132P-C

Управління

Механіка

Кількість секцій

2

Кут підйому голови

80 °

Висота ложа від статі, (см)

50

Розмір коліс, (дюйми)

5 "

Розмір ложа, Д x Ш, (см)

194 x 84

Габаритні розміри, Д x Ш x В, (см)

213 x 98

Загальне навантаження, (кг)

280

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Медичне механічне ліжко (2 секції) OSD-A132P-C - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.