

Апарат штучної вентиляції легень експертного класу S1100A

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 958750 грн

Артикул: F0949

<p data-start="2032" data-end="2206"><strong data-start="2032" data-end="2053">Апарат ШВЛ S1100A — експертний вентилятор для неонатології, дітей та дорослих з підігрівним зволожувачем,

та вбудованим акумулятором.</p>

<p data-start="112" data-end="411">Апарат штучної вентиляції легень S1100A експертного класу – універсальний сучасний апарат ШВЛ, призначений для проведення респіраторної підтримки неонатальним пацієнтам, дітям та дорослим у відділеннях інтенсивної терапії, реанімації, операційних залах та неонатологічних підрозділах.

<p data-start="413" data-end="624">Модель S1100A поєднує в собі високу точність вентиляції, розширений моніторинг дихальних параметрів та максимальну безпеку пацієнта, що відповідає вимогам експертного рівня сучасної інтенсивної медицини.

<p data-start="626" data-end="871">Апарат укомплектований зволожувачем з підігрівом, який забезпечує оптимальну температуру та вологість дихальної суміші, зменшуючи ризик ушкодження слизових оболонок, бронхоспазму та ускладнень з боку дихальних шляхів при тривалій вентиляції.

Апарат дозволяє контролювати кінцеву концентрацію вуглекислого газу у видихуваному повітрі, що є критично важливим для оцінки ефективності вентиляції, контролю інтубації та раннього виявлення дихальних порушень.

Апарат забезпечує контроль рівня сатурації кисню та частоти пульсу без необхідності підключення додаткового обладнання, що підвищує швидкість клінічних рішень та безпеку пацієнта.

<p data-start="1375" data-end="1561">Апарат оснащений вбудованим акумулятором, який гарантує автономну роботу у разі аварійного відключення електроживлення або під час транспортування пацієнта в межах медичного закладу.

<p data-start="1563" data-end="1822">Завдяки широкому спектру режимів вентиляції, високій чутливості датчиків та інтелектуальним алгоритмам контролю дихання, S1100A підходить для пацієнтів з різною масою тіла та складністю клінічних станів, включаючи новонароджених з дуже

низькою масою тіла.

<p data-start="1824" data-end="2006">Апарат штучної вентиляції легень S1100A виробництва Brightfield (Швеція) відповідає міжнародним стандартам безпеки та якості і є надійним рішенням для сучасних медичних закладів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Екран

15,6 дюйми, чітке відображення функцій

Синхронізоване відображення

5 кривих, 3 петлі

Режими

Spn-CPAP, PC-CMV, PC-ACV, PC-SIMV, PC-Dual, PAP, PC-AMV, PC-APRV, PC-MMV, VC-CM-V, VC-ACV, VC-SIMV

Порти

Вдиху/видиху, стабільні роз'єми з фіксацією

Передача даних

За допомогою інтерфейсу RS232

Об'єм дихання (Vt)

0,1 ~ 2000mL

Концентрація кисню

21% ~100%

I/E

Час вдиху

4:1~1:10

0,25-5 s

PEEP (ПДКВ)

0cmH2O ~30 cmH2O

Межа тиску

-0,5 cmH2O ~ 20 cmH2O

Тригер потоку

0,2 ~ 15 L/min

Підтримка тиску

5 ~90 cmH2O

Джерело газу

O2 (280kPa-600kPa)

Споживання енергії

50W

Резервна батарея

2 години після відключення електроживлення

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Апарат штучної вентиляції легень S1100A експертного класу, для неонатології, дітей та дорослих, в комплекті

зі зволожувачем та модулем капнографії(EtCO2)

Пропозиція дійсна на момент формування.