

Апарат штучної вентиляції легенів S1600

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.



Вартість: 497000 грн

Артикул: F0957

<p data-start="1683" data-end="1862"><strong data-start="1683" data-end="1703">Апарат ШВЛ S1600 — сучасний апарат штучної вентиляції легень з зволожувачем для використання у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації. Виробництво Brightfield (Швеція).</p>

<p data-start="117" data-end="363">>Апарат штучної вентиляції легень S1600 — це сучасний апарат ШВЛ експертного рівня, призначений для проведення інвазивної та неінвазивної респіраторної підтримки пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, реанімації та операційних залах.</p>

<p data-start="365" data-end="546">>Модель S1600 виробництва Brightfield (Швеція) поєднує високу точність вентиляцією, стабільну роботу та надійність, що відповідає вимогам сучасної інтенсивної медицини.</p>

<p data-start="548" data-end="852">>Апарат укомплектований зволожувачем дихальної суміші, який забезпечує оптимальну температуру та вологість повітря, що подається пацієнту. Це суттєво знижує ризик пересушування слизових оболонок дихальних шляхів, покращує комфорт пацієнта та сприяє зменшенню ускладнень при тривалій вентиляції легень.</p>

<p data-start="854" data-end="1158">>S1600 забезпечує точний контроль параметрів дихання, стабільну п газової суміші та адаптацію до змін стану пацієнта. Завдяки сучасним алгоритмам керування вентиляцією апарат дозволяє ефективно підтримувати дихання при різних клінічних станах, включаючи гостру та хронічну дихальну недостатність.</p>

<p data-start="1160" data-end="1441">>Конструкція апарата орієнтована на зручність медичного персоналу інтуїтивно зрозуміле керування, швидке налаштування режимів вентиляції та простота обслуговування. Надійна робота апарата робить його оптимальним рішенням для щоденного використання в умовах інтенсивної терапії.</p>

<p data-start="1443" data-end="1657">>Апарат штучної вентиляції легень S1600 з зволожувачем є ефективним безпечним рішенням для медичних закладів, які потребують сучасного, стабільного та якісного обладнання для респіраторної підтримки пацієнтів.</p>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Режими IPPV; A/C; SIMV; SPONT/CPAP; MANU

Параметри

Об'єм дихання(V_t) 0, 20 mL - 1500 mL

Частота 1bpm - 100 bpm

I/E 4:1 - 1:8

PEEP 0 cm H₂O - 20 cm H₂O

Тригер тиску (Ptr) -20 cmH₂O - 0 cmH₂O

SIGN 0(off) 1/100 - 5/100

Вентиляція зупинки дихання OFF, 5 s - 60 s

Контрольовані параметри

Частота (Freq) 0 /min - 100 /min

Об'єм дихання (V_t) 0 mL - 2000 mL

Механічна вентиляція 0 L/min - 99 L/min

Вентиляція зі змінним тиском в дихальних шляхах 0cmH₂O - 100cmH₂O

Концентрація кисню 15% - 100%

Графічний дисплей P-T(тиск – час), F-T(цикл-час)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Апарат штучної вентиляції легенів S1600 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.