

Обігрівач для новонароджених HKN-93B

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2626 р.



Вартість: 188140 грн

Артикул: F0980

Обігрівач для новонароджених HKN-93B
— відкрита реанімаційна система з
інфрачервоним обігрівом і
фототерапією для інтенсивної
терапії, догляду та лікування
новонароджених

<p data-start="224" data-end="619">Обігрівач для новонароджених HKN-93B — це відкрита реанімаційна система для інтенсивної терапії новонароджених, призначена для використання у відділеннях неонатології, реанімації та пологових залах. Апарат поєднує модуль інфрачервоного обігріву та вбудований модуль фототерапії, забезпечуючи створення стабільного теплового середовища та ефективне лікування білірубінемії у немовлят.

<p data-start="621" data-end="1342">Інфрачервоний обігрів використовується як інкубатор відкритого типу, що дозволяє лікарю мати повний і безперешкодний доступ до дитини під час оглядів, реанімаційних заходів, хірургічних маніпуляцій або рентгенологічних досліджень.

Система підтримує режим попереднього нагріву, дитячий режим із сервоконтролем за температурою шкіри немовляти та ручний режим, що дає змогу точно адаптувати параметри обігріву до клінічного стану пацієнта. Конструкція нагрівача з рефлектором забезпечує швидкий вихід на робочий режим та рівномірний розподіл тепла по всій площі матраца. Модуль нагріву може зміщуватися в горизонтальній площині, що значно спрощує доступ до дитини та проведення медичних процедур.

<p data-start="1344" data-end="1906">Вбудований модуль фототерапії призначений для лікування неонатальної жовтяниці. Два фототерапевтичні блоки розміщені по обидві сторони модуля нагріву, завдяки чому досягається рівномірне та інтенсивне опромінення великої площі ліжка. Використовуються LED-джерела холодного синього світла з ефективним спектром довжин хвиль 420–470 нм, що відповідає сучасним стандартам фототерапії. Світлодіоди мають тривалий термін служби не менше 20 000 годин, а вбудовані таймери дозволяють контролювати тривалість сеансу та загальний напруцювання апарата.

<p data-start="1908" data-end="2308">Обігрівач HKN-93B оснащений таймером APGAR, який забезпечує візуальне сповіщення і відображає тривалість роботи, що особливо важливо в перші хвилини життя новонародженого. Зручна панель управління об'єднує всі органи керування,

індикатори режимів, дисплеї поточної та заданої температури, а також систему світлової й звукової сигналізації у разі фізіологічних або технічних тривог.

обладнане чотирма прозорими захисними огорожами, три з яких відкидні, а одна — знімна, що забезпечує швидкий та повноцінний доступ до немовляти. На бокових огорожах нанесена мірна сантиметрова шкала. Передбачено пристрій для фіксації голови новонародженого, тримачі кабелів і шлангів, а також лоток для рентгенівських касет, розташований під ліжком для зручного проведення рентгенографії без переміщення дитини.

Конструкція доповнена полицями для обладнання та інфузійною стійкою, а мобільна база з колесами великого діаметра та індивідуальною системою гальм забезпечує легке переміщення апарата в межах відділення. HKN-93B є надійним та універсальним рішенням для комплексного догляду, лікування і моніторингу стану новонароджених у критичних клінічних ситуаціях.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№

Найменування

Кількість

-

Інфрачервоний обігрівач для новонароджених HKN-93B
в складі:

1 шт.

1

Модуль нагріву (з блоком управління та індикації)

1 шт.

Пристрій для фототерапії (лампа для фототерапії)

<p align="center">2 шт.

2

Стійка (включаючи основу на колесах та ліжечко)

<p align="center">1 шт.

3

Захисна панель ліжечка (захисна огорожа)

<p align="center">4 шт.

4

Матрац

<p align="center">1 шт.

5

Лоток для рентгенівських касет

<p align="center">1 шт.

6

Пристрій для фіксації голови дитини

<p align="center">1 шт.

7

Полиця для додаткового обладнання

<p align="center">2 шт.

8

Інфузійна стійка

<p align="center">1 шт.

9

Датчик температури шкіри

<p align="center">1 шт.

10

Шнур живлення

<p align="center">1 шт.

11

Посібник користувача

<p align="center">1 екземпляр

12

Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

13

Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753)

<p align="center">1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.